

# ПУСТЫШКА-ТЕРМОМЕТР

модель FDTH-VO-5

**maman**

## Быстрый старт

Нажмите кнопку «Включение/Выключение», дождитесь, пока на дисплее появится символ «Lo °C» и мигающий символ «C». Поместите силиконовую часть пустышки-термометра у ребенка во рту.

## Введение

Самостоятельное измерение температуры тела следует рассматривать как способ контроля состояния здоровья, но не в качестве основы для постановки диагноза и назначения лечения. В случае отклонения показания термометра от нормальных значений температуры, проконсультируйтесь с врачом. Ни в коем случае не изменяйте дозы лекарств, назначенные Вашим врачом.

Перед началом применения прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и сохраните его для последующего применения.

**Комплектность:** пустышка-термометр, футляр, руководство пользователя.

## Описание

Электронная пустышка-термометр, модель FDTH-VO-5, предназначена для измерения температуры у маленьких детей.

Пустышка-термометр водонепроницаема, снабжена ЖК-дисплеем, функцией автоматического отключения, а также тревожной звуковой сигнализацией при температуре выше или равной 37,8°С.

## Меры безопасности

Оберегайте пустышку-термометр от ударов. В случае падения термометра или удара о твердую поверхность могут произойти сбои в его работе.

Пустышка-термометр – не игрушка. Храните термометр в недоступном для детей месте.

Не оставляйте ребенка одного во время измерения температуры.

Не подвергайте термометр воздействию прямых солнечных лучей и не храните рядом с нагревательными приборами. Храните термометр в сухом чистом месте.


Не погружайте термометр в воду или иные жидкости. Не подвергайте кипячению пустышку-термометр. Запрещается самостоятельный ремонт электронного термометра или его комплектующих. Для ремонта электронного термометра следует обратиться к производителю или в сертифицированный центр обслуживания.

Нарушение правил и мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств!

## Уход за термометром

Перед каждым использованием протирайте пустышку-термометр слегка влажной, а затем сухой салфеткой. Допускается применение дезинфицирующих средств в минимальной концентрации. Храните пустышку-термометр в футляре.

## Подготовка к работе

Нажмите кнопку «» на пустышке-термометре. В течение нескольких секунд на дисплее отобразится весь набор символов, подтверждающий правильность функционирования прибора и результат последнего измерения или знак «Lo». Затем на короткое время отобразится символ «37°С». Затем высветятся символы «Lo °C», при этом символ «C» начнет мигать. Термометр готов к работе.

Если результат измерения термометра будет соответствовать диапазону от 32°С до 43°С, значение отобразится на экране. Если значение температуры будет ниже 32°С, на экране отобразится мигающий значок «Lo °C».

## Эксплуатация

Поместите силиконовую часть пустышки-термометра у ребенка во рту. Необходимое время измерения составляет около 2-х минут.

После окончания измерения перестанет мигать символ «С», прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится значение температуры ребенка. При измерении температуры свыше 43,9°С на дисплее отобразится символ "Н"- измерение слишком высокой температуры.

#### **Внимание!**

Чтобы продлить срок службы элемента питания, следует выключать термометр сразу же после использования кратковременным нажатием на кнопку. Если Вы не выключите термометр, он автоматически отключится примерно через 8 -9 мин.

#### **Технические характеристики**

Диапазон 32°С -42°С  
Погрешность 0,1°С

### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование изделия

**Пустьшка-термометр FDTH-VO-5**

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

#### **Условия гарантии:**

1. Высокое качество изделия гарантируется при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.

Срок гарантии - 1 год со дня продажи через розничную сеть.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в сервисном центре.

2. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

предъявление правильно и четко заполненного гарантийного талона; наличие оригинала товарного чека, содержащего дату покупки; предъявление неисправного изделия.

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях: нарушения сохранности гарантийных пломб; изменения заводского серийного номера или наименования модели; модификации или ремонта, выполненного лицом, на то не уполномоченным.

3. Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ, но не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: механические повреждения, попадание внутрь жидкости и других посторонних предметов; химической коррозии, применения некачественных элементов питания; удар молнии, пожар, затопление или другие стихийные бедствия; эксплуатация изделия с нарушением руководства пользователя.

4. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации: использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации; соблюдение правил и требований безопасности.

5. Условия гарантии также не предусматривают периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом, включая все типы батареек.

6. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

С условиями гарантии согласен \_\_\_\_\_

Подпись клиента

Адрес сервисного центра:

Москва, Волжский бульвар, д. 50, корп. 2.

Телефон «Горячей линии».: (499) 130-92-65.